

Elisa و Wb - ج. ص صخ م Slc23A2 - ج. ة ل ي سن ل دد ع ت م داض م مس ج Q9Ugh3

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0031031

ة م د ق م

ب ن ا ر أ ل م ة ل ي س ن ل دد ع ت م داض م مس ج ب س ا ن م ، (SVCT2) ي ر ش ب ل SLC23A2 ف د ه ت س ي و (Western blot) ن ر ت س ي و ة خ ط ل ت ا ق ي ب ط ت ل ر ش ب ل ي ف ن ي ت و ر ب ل ف ش ت ك ي . ELISA. ت ا ب ر و ك س أ ل ل ق ن ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ن ا ر ئ ف ل ا و م و ي د و ص ل ل ي ل ع د م ت ع م ل ل C ن ي م ا ت ي ف ص ا ص ت م ا و

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ا ر أ ل م SLC23A2 داض م مس ج (pAb)
ي ر خ أ ء ا م س / ا ت ا ط ح ا ل م	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ي ج ل ا ف ر ع م	9962
ن ي ج ل ا ف ر ع م	9962
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل SLC23A2 م 551-650 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_005107.4)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل دد ع ت م داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q9UGH3
ن و ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 70
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك