

Elisa و If/Icc و Wb ل Anti-Slc25A17 لئاسننلا ددعت م داضم مسج - 043808

مصنع ال مقرر: CM0014372

مقدم

دض بنرأل نم لئاسننلا ددعت م داضم مسج نم ققحتلا م، (PMP34) يرشبل SLC25A17 ELISA و IF/ICC و WB تاقىبطل هتيجال ص وهو، رأل او ناسنإل ي ف SLC25A17 نع فشكي بسانم .يموسيسكوري ب يميزنإ قفارم لقان تاموسيسكوري بل ايجولوي ب ثاحبل

ديزمل فرع

راي عم ل	همي ل
جتنم ل م سا	SLC25A17 Rabbit pAb
راع تسمل م سال/اتاطح ال م	PMP34: SLC25A17
عون ل	ناسنإل
GeneID	10478
يعانم ل دض تسمل	(NP_006349.1) يرشبل SLC25A17 نم 150-250 هني مأل صامأل نم صال سلست لباقي يعانطصا دي تبب
ردصم ل	بنرأل
هئف	لئاسننلا ددعت م داضم ل ماسج ال
قيبطل ل	WB, IF/ICC, ELISA
بالصم ل لعاف ل	رأل، ناسنإل
SWISS	O43808
ني توربل ل يئيزح ل نزول	نوتلاد وليك 35
حش ل	جلت سيك