

Wb تارابت خال Anti-Slc25A23 لئاسننل ددعت م داضم مسج Elisa - Q9BV35 و If/Icc

CM0015715: رصنعل مقرر

مقدم

دض بنرأل نم لئاسننل ددعت م داضم مسج
SLC25A23، ATP-Mg/Pi ل يردنوكوتيم لقان وهو،
ةينيني دأل تادي توي لكوي نل تانوزخم مظني
نم ققحتل مت. موي سلاكل صاصت ماو
في ELISA و IF/ICC و WB تارابت خال هتي حالص
ولي ك (52) ذجل او رأفل او ناسنل تانيع
(نوتلاد).

ديزملا فرع

رايعملا	ةميلا
جتنملا مسا	SLC25A23 Rabbit pAb
راعسسملا مسال/تاطحاللا	APC2؛ MCSC2؛ SCAMC3؛ SCaMC-3؛ SLC25A23
عونلا	ناسنل
م (ناسنل) نجل فرعم	79085
يعانملا دضتسملا	(NP_077008.2) يرببلا SLC25A23 نم 1-160 ةيني مأل صامأل قباطم لسلسل ىلغ يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصملا	بنرأل
ةئفلا	لئاسننل ددعت م داضملا مسجال
قيبطتلا	WB، IF/ICC، ELISA
بالصتلا لعافتلا	ذجل، رأفل، ناسنل
SWISS	Q9BV35
ني توربلا نرو	نوتلاد ولي ك 52
نحشلا	جلت سيك