

و Wb تارابتخال Slc25A24 دض ةلّيسنل ددعت م داض م سح If/Icc و Elisa - Q6Nuk1

رصنل مقرر: CM0016563



ةمدقم

دض بنارأل نم ةلّيسنل ددعت م داض م سح
WB و IF/ICC ي ف مادختسال دم تعم SLC25A24
ناسنل عمّابل اصتمّال عف عف عف عف عف عف
ELISA. ل قان فدهتسي. ذرل او رافل او
ATP-Mg/Pi (نوتل دولي ك 53) SCaMC-1
ي ردنوك و تي م ل
تادي تي و ل و ي ن ل ل قن لوح تاسار دل ل ي ل ا ث م
ي ول خ ل موي سل ا ل ن زاوت و ي ردنوك و تي م ل

ديزم ل فرع

راي عم ل	ةم ي ل
ج ن م ل م س ا	SLC25A24 pAb بنارأل
ءام س / تاطح ال م ةل ي دب	APC1; SCaMC1; SCaMC-1; SLC25A24
عون ل	ناسن
ن ج ل ف ر ع م (ناسن ل ل)	29957
ن ج ل ف ر ع م	29957
يعان م ل دضت س م ل	يرشب ل SLC25A24 ن ي تورب نم 200 ل ل 1 نم ةلّيسنل اصم ال عم قفاوتي لسلست ي ل ع يوتحي فل توم ي ج ا م دن ن ي تورب فل توم ن ي تورب (NP_037518.3).
ردص م ل	بنرأ
ةف ل	ةلّيسنل ددعت م داض م ل م اس ج أ ل
قي بط ل	WB, IF/ICC, ELISA
بل اصتم ل عف عف ل	ذرل , رافل , ناسن
SWISS	Q6NUK1
ن ي تورب ل ن زو	نوتل دولي ك 53
ن ح ل	ج ل ت س ي ك