

ج- Slc25A27 ج- Wb، If/Icc، Elisa - O95847

رقم المنتج: CM0013329

مقدم

بنرأل نم ةلېسنل ددعتم داضم مسج (UCP4) يرشب ل SLC25A27 ني تورب فدهتسي WB، IF/ICC، ELISA؛ هتحص نم ققحتل مت لصف تاساردل ديفم. ذجل او رأفلا عم لعافتي. يضيأل داهج إلو ايردنوك وتيمل

ديزمل فرع

راي عملا	ةمقلا
جت نمل مسا	SLC25A27 ددعتم داضم مسج (Rabbit pAb)
رخاء/سائط االم	UCP4; SLC25A27
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجل فرعم	9481
نجل فرعم	9481
يعانملا دضتسملا	يرشب ل SLC25A27 ني تورب نم 201-300 ةني مأل ضامأل نمض عقي لسلسل قباطم يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب (NP_004268.3).
ردصملا	بنرأ
ةفءة	ةلېسنل ددعتم داضم ماسجأ
قبطتلا	WB، IF/ICC، ELISA
كترشملا لعافتلا	ذج، راف، يرشب
SWISS	O95847
ني تورب لل يئيزجل نزولا	نوتلاد وليك 36
نحشلا	جلت سيك