

Elisa - و Icc/Icf و Wb Anti-Slc25A38 لئاسننلا ددعت م داضم مسج - Q96Dw6

رصننعل مقرر: CM0013515

ةمدقم

فدهتسي لئاسننلا ددعت م داضم مسج
نيسيلغ لقان وهو، يرشبل SLC25A38
يويحلا قيلختلا في كراشي يردنوكتو يمي
مادختسالل هتيجال ص نم ققحتلا مت. ميهلل
ةيرشب تاني ع م ELISA و IF/ICC و WB في
رمحل تايركل نوكت ثاحبأل يلاثم. ةيرأفو
ةتامتسال او.

ديزملل فرعا

راي عملا	ةميلا
جتنملا مسا	SLC25A38 Rabbit pAb
راعتسملا مسال/تاطحال ملا	SIDBA2: SLC25A38
عونلا	ناسنلا
نيجلا فترعم (ناسنلا)	54977
نيجلا فترعم	54977
يعانملا دصتسملا	(NP_060345.2) يرشبل SLC25A38 نم 1-100 ةيني مأل صامحال لباق ي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوب
ردصملا	بنرالا
ةئفلا	لئاسننلا ددعت م داضملا ماسجال
قبيطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
بلصتلا لعافتلا	رأفلا، ناسنلا
SWISS	Q96DW6
نيوتوبلل يئيزجال نزولا	نوتلاد وليك 34
نحشلا	جلت سيك