

Slc25A39 ج ل لئاسنل ددعت م داضم Wb، If-P، Elisa - Q9Bzj4 رصنع ال مقرر: CM0020108

مقدم

Slc25A39 ج ل بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم
عم لعافت ي، ELISA و IF-P و WB تاقيب طتل
لقان فدهت سي. ذرل او رأل او ناسنل
ثا ب آل دي فم، يردنوك و تي م ال نوي ثا تولغل
تايرك نوكت و لازتخال او دسك آل اي ج ولوي ب
ءارمحل مدل.

ديزمل فرعا

لماعم ال	م ي ق ل
ج تنم ال م سا	SLC25A39 Rabbit pAb
مس/اطاخ ال م راغت م	CGI69; CGI-69; SLC25A39
عون ال	ناسن
م (ناسن) ني ج ال فرعم	51629
ني ج ال فرعم	51629
دصت م ال	يرشب ال SLC25A39 ني تورب نم 170-250 ني م آل صامخ ال عم ق فاوت ي لس لس ت ي ل ع ي و تح ي ج ام دنا فلتؤم ني تورب فلتؤم ني تورب (NP_001137252.1).
ردصم ال	بنرأ
هئ اف	لئاسنل ددعت م داضم ماسجأ
قي ب ط تل ال	WB, IF-P, ELISA
عطاقت م ال لعافت ال	ذر، راف، ناسن
SWISS	Q9BZJ4
ني تورب ال ن زو	39kDa
نحش ال	جلت سيك