

هخطل تاقىب طتل Slc26A11 دض ةل س ن ن ل ددعت م داض م س ج Elisa - Q86Wa9 و (Wb) نرت س و ر ص ن ع ل م ق ر : CM0022314

ةم دق م

ب ن ا ر أ ل ن م ة ل س ن ن ل ددعت م داض م س ج
ل ق ن) SLC26A11 ي ر ش ب ل ن ي ت و ر ب ل ف د ه ت س ي
(م و ي د و ص ل ن ع ل ق ت س م ل ت ا ت ي ر ب ك ل ن و ي ن أ
ه خ ط ل ي ف م ا د خ ت س ل ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت
ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي و ، ELISA و (WB) ن ر ت س و
ي ف ت ا س ا ر د ل ل د ي ف م . ن ا ر ئ ف ل ع م ع ط ا ق ت م
ي ن و ي أ ل ل ق ن ل ا و غ ا م د ل ا و ل ك ل ا ا ي ج و ل و ي ب

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ه م ل م ل ا	ه م ي ل ا
ج ت م ل م س ا	ب ن ا ر أ ل ن م ة ل س ن ن ل ددعت م داض م س ج SLC26A11
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	SLC26A11
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
ن ج ل ا ف ر ع م	284129 (ي ر ش ب)
د ض ت س م ل ا	(NP_001159819.1) ي ر ش ب ل ا SLC26A11 ن م 500-600 ه ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ن م ض ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ن ل ددعت م ة داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف
SWISS	Q86WA9
ن و ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 65
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك