

Wb/Elisa - JL بنرأل نم تادضتسم لاددعتم Slc34A3 داضم Q8N130

ررضنعل مقرر: CM0018151

ةمدقم

دض بنرأل نم تادضتسم لاددعتم داضم ققحتل م ت (NaPi-2c, NPT2C) يرشب ل SLC34A3 ELISA و (Western blot) يرغل ليرت لل هنم. ذرل اورأل و ناسنل إل لك تانيع عم لعافت ي HHRH و يولكل تافسوفل لقن ثاحبأل ديفم.

ديزمل فرعا

لماعل	ةفصاومل
جتنم ل م سا	SLC34A3 Rabbit pAb
راع تسم م س/اتاطح الم	HHRH; NPT2C; NPTIIC; SLC34A3
عاونأل	ناسنل
GeneID (ناسنل)	142680
GeneID	142680
دضتسم ل	(NP_543153.1) يرشب ل SLC34A3 نم 1-117 ةني مأل اضا مأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي نه م فلتؤم ني تورب فلتؤم ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ةئفلا	تادضتسم لاددعتم داضأ
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقتم ل لعافت ل	ذرل ، راف ، ناسنل
SWISS	Q8N130
ني تورب ل نزو	64kDa
حشلا	جلت سيك