


Slc3A1 - ج ن م ة ج س ن أ ل د د ع ت م د ا ض م م س ج

Wb، Ihc-P، Elisa - Q07837 ت ا ق ي ب ط ت ل ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0028249



ة م د ق م

ب ن ر أ ن م ة د و ج ل ي ل ا ع ة ج س ن أ ل د د ع ت م د ا ض م م س ج
ن م ق ق ح ت ل م ت ، ي ر ش ب ل SLC3A1 - ج د ا ض م
ن ع ف ش ك ي . ELISA و IHC-P و WB - ج ه ت ي ح ا ل ص
ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ي ف ة ل خ ا د ل ت ا ي و ت س م ل
ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ل ق ن ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و
ي ل ك ل ا ض ا ر م أ و

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	SLC3A1 Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	6519
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	6519
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	(NP_000332.2) ي ر ش ب ل SLC3A1 ن ي ت و ر ب م 685 ي ل 416 م ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ج س ن أ ل ا د د ع ت م د ا ض م ل م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن إ
SWISS	Q07837
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 79
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك