

Elisa و Wb- Lj ةلئسنل ددعتم بنرأل Slc40A1 داضم Q9Np59

رصنع ال مقرر: CM0014173



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةلئسنل ددعتم داضم ققحتل مت يرشبل ال (Ferroportin) SLC40A1. ELISA و (Western blot) يرغل لئحرتل هنم يرشبل ferroportin عم آلدابتم آلغافت رهظي ءادو يديدل نزاوتل ثاأبأل بسانم . يرأفالو (Hemochromatosis). ةيومدل ءغبصأل بسرت

ديزم الفرع

لماعم ال	ةمق ال
جتنم ال مس	SLC40A1 Rabbit pAb
راعنسم مس/اطاح ال م	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
عاون ال	ناسن
GeneID (يرشب)	30061
دصتسم ال	(NP_055400.1) يرشبل ال SLC40A1 نم 200-270 ةنم ال اصأال لئلسلست عم قفاوتي يعانطصا دئبب يعانطصا دئبب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةلئسنل ةددعتم داضم
قئبطل ال	WB, ELISA
لدابتم ال لغافت ال	رأف ، ناسن
SWISS	Q9NP59
نئورب ال نزو	63kDa
نحش ال	جلت سيك