

يقيبطات Slc46A1 - ج. داضم ةليسنل ددعت مبنراً داضم مسج Wb وElisa - Q96Nt5

رصنعل مقرر: CM0030125

ةمدقم

دض هجاتنإ مت ةليسنل ددعت مبنراً داضم مسج
نيتوربل ةينيمأل ةيفرطلة ةقطنمل
بسانم (PCFT/HCP1) يرشبل Slc46A1
نيتورب فشتكي WB وELISA. يقيبطات
ذجلو رأفلو ناسنإل ي في تاذل Slc46A1.
ميهلة ةكرحتالو لقل ثاابل.

ديزمل فرع

رايعل	ةمقل
جتنملا مسا	Slc46A1 - ج. ةليسنل ددعت مبنراً داضم مسج
رخأ ءامسأ/اطحال م	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; Slc46A1
نئاكل	ناسنإل
مجنإل (ناسنإل) فرعم	113235
مجنإل فرعم	113235
يعانملا دلوملا	يرشبل Slc46A1 نيتورب نم 1-130 ةينيمأل ضامأل عم قفاوتل لسلسل يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب بيكرتل داغم نيتورب (NP_001229295.1).
ردصملا	بنرال
ةئفل	ةليسنل ددعت ماضم ماسجأ
يقيبطات	WB, ELISA
عطاقملا لعافت	ذجلو، رأفلو، ناسنإل
SWISS	Q96NT5
يئيزجل نزلو نيتوربل	نوتلاد وليك 50
نحشل	جلت سيك