


و Wb تاقىب طت ل ل Smc1 ج داضم ي بنرأ ة لى سنن ل دي ح و داضم If/Icc و Elisa - Q14683

رصنن عل مقرر: CM0008870



ة مدقم

داضم ة دوج ل لى لاع ة لى سنن ل دي ح و ي بنرأ داضم فاشنن ل ل هت ي حالص نم ققحت ل مت SMC1 ل لعافت ي ELISA و IF/ICC و (Western blot) ي برغ ل (Q14683) ي رأفل او يرش ب ل SMC1 نى تورب عم حالص او تاموس ومورك ل كسامت تاساردل لى لاثم ي وونن ل داضم.

دى زم ل فرع

راى عم ل	ة م ي ل
جت نم ل م س ا	ة لى سنن ل دي ح و ي بنرأ ل SMC1 داضم
ة لى دب ءام س ا / ت اطاح ل م	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
عون ل	يرش ب
م نى ج ل فرع م	8243
م نى ج ل فرع م	8243
ي عان م ل طش نم ل	(Q14683) يرش ب ل SMC1 نى تورب ل 1233 لى 1134 نم ة نى م أ ل ا ضام أ ل نمض ل ل س ل ست عم قفاوت ي ي عان طصا دى تب ب ا ي عان طصا دى تب ب
ردص م ل	بنرأ
ة ف ل	ة لى سنن ل دي ح و داضم أ ل
تاقىب طت ل	WB, IF/ICC, ELISA
ع طاق ت م ل لعافت ل	ي ر أ ف , يرش ب
زم ر SWISS	Q14683
نوت ل و لى ك	143 نوت ل و لى ك
ن ح ش ل	ج ل ت سى ك