


Wb، If/Icc، Elisa - Q9Ntj3 جلد داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داض م س ج

مقرر: CM0004714



ةمدقم

SMC4، جلد داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح ا ب ن ر ا داض م س ج، WB، IF/ICC، ELISA؛ ف ش ت ك ي؛ ذ ر ج ل ا و ر ا ف ل ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي و ل ي ك (~147) SMC4 ف ث ك م ل ا د ق ع م ن ي ت و ر ب ا ي ج و ل و ي ب ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . (ن و ت ل ا د . ا م و س و م و ر ك ل ا

ديزم ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل ا م س ا	SMC4 جلد ةل س ن ل ا ي د ا ح ا ب ن ر ا داض م س ج
ى ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ل ا م	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
ف د ه ت س م ل ا ي ج ل ا ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ف ر ع م	10051
ن ي ج ل ا ف ر ع م	10051
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	Q9NTJ3 (ي ر ش ب ل ا SMC4 ن ي ت و ر ب م 1288 إ ل ي 1189 م ن ة ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داض م ل ا م ا س ج ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا، ر ا ف ل ل ا، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q9NTJ3
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 147
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك ي ف