

Wb، Ihc-P، ب فشكل Smek1 دض ل يسننل ددعت م داضم مسج Elisa - Q6In85

رصنع ال مقرر: CM0025447



ةمدقم

فدهت سي ل يسننل ددعت م يب نرأ داضم مسج
ةدحول وهو، (PPP4R3A) يرشبل ال SMEK1 ني تورب
نم ققحت ال مت. PP4. زاتافسوفلل ةيميظنت ال
WB، IHC-P، ELISA؛ في مادختسالل هتجالص
ةيرأفل، ةيرشبل تانيعل عم لعافتو
جالصإب ةقلعت ال تاساردلل بسانم. ةيذجل او
يوونل الضمحل فلت.

ديزملا فرعإ

هم لعم ال	هم يقي ال
جت نم ال مسا	SMEK1 Rabbit pAb
ةراعت سمل ءامسأل / تاطحال ال	smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010
عون ال	يرشب
م (رشبلل) نجل الفرع	55671
نجل الفرع	55671
يعانم ال دصت سمل	(NP_001271210.1) يرشبل ال SMEK1 ني تورب 594 ل 395 ةيني مأل صامأل نم يني مأل لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	ب نرأ
ةئف	لائسننل ةدعت م داضم الماسأل
قيبطت ال	WB، IHC-P، ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذح، رأف، يرشب
زمر SWISS	Q6IN85
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 95
نحش ال	يجلث سيك