


Wb تاقىبطت لل Smyd3 دى ةلىسن ال دىحو ال داضم ال مسجل ال
Elisa - Q9H7B4 و If/Icc و

CM0006979: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

دضي بن رأل ةلي سننلا ديحولل داضمل م سجال
و ةي رول فلل ةعانمل ،ي برغل فاشنلل SMYD3
نيتورب عم لدابتم لكشب لعافتي .ELISA
ولي ك 49) ي موثرجل او يرأفل او يرشبل ال SMYD3
نيتاموركلا ليدعت ثاحبال بسانم .(نوتلاد
ماروأل ملعو

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
تحت المسمى	SMYD3 مضيق بنزلة السليمن دي و داضم مسج
المطابق للمطابق / المطابق للمطابق	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
النوع	بروتين
(بروتين) فرع	64754
يعتقد أن له وظيفة	(Q9H7B4) بروتين SMYD3 يتورب ل 300 إلى 200 مة ينمي ألاما حأل نمض لسلسلست عم قفاوت ي يعانطصا دي تببإي عانطصا دي تبب
ردص	بنزلة
الوظيفة	هسليسن الة دي و داضم الماسحأل
التعبير	WB, IF/ICC, ELISA
الداتما لعافت	ذرج، رأف، برتين
SWISS	Q9H7B4
نيتوربال نزو	نوتوالاد وليك 49
الحش	جلت سيك