


Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - JJ- Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Smyd3 داضم Q9H7B4

CM0018187: رصنع ال مقرر



ةمدقم

ققحت ال م ت ب ن ر أ ي نول ك ي لوب SMYD3 داضم
في ELISA و IF/ICC، IHC-P، Western blot، ال ه ن م
ثا ح ب أ ي ف م د خ ت س ي . ذ ر ج ل ا و ، ر أ ف ل ، ن ا س ن إ ل ا
ي خ س ن ل م ي ط ن ت ل ا و ن و ت س ه ل ا ة ل ي ث م .

ديزم ال فرع

لم اعلم ال	ةم ي ق ل ا
ج ت ن م ال م س ا	SMYD3 Rabbit pAb
را ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ال م	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ن ا س ن ا (ن ا س ن ا) ف ر ع م	64754
م ن ا س ن ا ف ر ع م	64754
د ص ت س م ال	ي ر ش ب ال SMYD3 م ن 50-150 ة م ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ل ع ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ص د ي ت ب ب ا ي ع ا ن ص د ي ت ب ب (NP_001161212.1).
ر د ص م ال	ب ن ر ا
ا ف ل ا	ة م ي ن و ل ك ي لوب ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ع ا ف ت ال	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q9H7B4
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	49kDa
ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك