

نم ققح تُم) J- Snd1 داضم ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم م س ج J- Wb، Ihc-P، If/Icc، Ip، Elisa - Q7Kzf4 (ه ل ا ط ب إ

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0030480



ة م د ق م

SND1 دض ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم م س ج WB، J- ب س ا ن م . ه ل ا ط ب إ ن م ق ق ح تُم ، يرش ب ل ا SND1 ل ع فر ع ت ي . IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA. ل ل ح ت ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و يرش ب ل ا ة ل ل ا ع ة ل و أ ة د ا م . ي خ س ن ل ا م ي ط ن ت ل ا و miRNA و ي ب ل ي م ا ك ن م ير ب خ م ل ا ص ي خ ش ت ل ل ة د و ج ل

د ي ز م ل ا فر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	J- Snd1 ل ة ل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم م س ج [ه ل ا ط ب إ ن م ق ق ح تُم]
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	p100; TDRD11; Tudor-SN; D1
ع و ن ل ا	يرش ب
ن ي ج ل ا فر ع م	27044
ن ي ج ل ا فر ع م	27044
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	(NP_055205.2) يرش ب ل ا SND1 ن ي ت و ر ب ن م 26-285 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ه ب ي ك ر ت د ا غ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ط ت ل ا	WB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، يرش ب
SWISS	Q7KZF4
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 102
ج ن ش ل ا	ج ل ت س ي ك