

Snrpd3 دص بـنرألل (Polyclonal) لئاسنل ددعتـم داضـم مسـج Elisa - P62318 و Wb تايـنقـتل

رصنعـال مـقر: CM0018272



ةمدقم

فدهتسي بـنرألل لئاسنل ددعتـم داضـم مسـج
SNRPD3 (Sm-D3)، في فيساسـأ نيـتورب وهـو،
نم ققحتـل مـت (spliceosome) طـبـرل تـامـيـسـج
ELISA و Western blot تـايـنقـتل هـتـيـحـالـص
ةيرشـبـل عـاونـأل رـبـع عـطـاقـتـم لـعـافـت
ضـمـحـل طـبـر ثـاـحـبـأل بـسـانـم، نـاذـرـجـل و نـارـئـفـل و
(pre-mRNA) يـلـوـأل لـاسـرـمـل يـزـوبـيـرل يـوونـل
لـاسـرـمـل يـزـوبـيـرل يـوونـل ضـمـحـل عـجـلـعـم و
نـوتـسـهـلـل.

ديـزـمـل فـرعـا

ةمدقم	ةمدقم
حتنمـل مـسـا	SNRPD3 Rabbit pAb
يرـحـأ ءامـسـأ/تـاطـحـالـم	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
عونـل	يرشـب
مـيـجـال فـرعـم	6634
مـيـجـال فـرعـم	6634
دصتـسـمـل (Immunogen)	SNRPD3 (NP_001265585) يرشـبـل مـ 8-121 ءامـسـأ لـبـاقـي لـسـلـسـت يـلـع يـوتـحـي بـيـكـرتـل دـاعـم يـجـامـدـنـا نيـتورب
ردصـمـل	بـنـرـأ
ةفـئـة	لئاسنل ددعتـم داضـم مـسـجـأ
قـيـبـطـلـل	WB, ELISA
عـطـاقـتـم لـعـافـتـل	ذـرـج، رـأف، يرشـب
SWISS	P62318
نيـتوربـل نـزـو	نـوتـلـاد و لـيـك 14
نـحـشـل	جـلـت سـيـك