


## ج- Snx32 ج- Wb، If/Icc، Elisa - Q86Xe0

ر:رصنعلال مقرر: CM0029633



### ةمدقم

ج- SNX32 ج- بنارأ ةلئسنللا دئو داضم مسج  
ىدل WB، IF/ICC، ELISA ف ماذختسالل دمتعم  
لخاد لقنللا ف كراشي. ذرللاو رأفل، ناسنإلا  
؛ةببصعللا فائلألا ومنو ةللخادلا تامئسجلا  
ائجولويبو باصعألا ملع تاساردل للاثم  
ةللخلا.

### دئزلال فرعا

| راىعلملا               | ةمئللا                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا             | SNX32 Rabbit pAb                                                                                    |
| ةلئدب ءامسأ / تاطحالام | SNX6B; SNX32                                                                                        |
| عونلا                  | ناسنإ                                                                                               |
| نئجلال فرعم            | 254122                                                                                              |
| ئعانملا دصتسملا        | (NP_689973.2) ئرشبلا SNX32 نئتورب نم 285 لىل 218 نم ةنئئمالا ضامألا عم قفاوتئ فلتؤم ئجامدنلا نئتورب |
| ردصملا                 | بنرا                                                                                                |
| ةئفلا                  | ةلئسنللا ةدئو ةداضملا ماسجالا                                                                       |
| قئبطللا                | WB، IF/ICC، ELISA                                                                                   |
| لدابتملا لعافتلا       | ذرل، رأف، ناسنإ                                                                                     |
| SWISS                  | Q86XE0                                                                                              |
| نئتوربلا نزو           | نوتلاد ولىك 46                                                                                      |
| ئشلا                   | ئلت سئك                                                                                             |