


لـ [Ko] ةطساوب ققحتل مت Anti-Sod2 ةللسنل دىحو داضم Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04179

رصنع ال مقرر: CM0002380



ةمدقم

ةلل اع ةيعون وذ بنرأل نم ةللسنل دىحو داضم ققحتل مت (MnSOD) يرشبل SOD2 فدهتسي ةطساوب KO. تاقىبطل WB, IF-P, IHC-P, ELISA. ناسنإل: عاونأل بللصتلم لعافتل، يدسكأتل داهجإل ثاحبأل يلاثم. ذجل، رآفل، ايردنوكوتىلمل ف.

دىزلمل فرع

لماعلم	همىقلا
جتنم المس	SOD2 Rabbit mAb [KO ةطساوب ققحتل مت]
راعنسم مس/اتطاحالم	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GClnc1; Mn-SOD; D2
عونل	ناسنإ
GeneID (يرشب)	6648
GeneID	6648
دضتسملا	(P04179) يرشبل SOD2 نم 1-100 ةنيمأل ضامأل لغاد لسلست عم قفاوتى يبيكرت ديتببإ يبيكرت ديتبب.
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةللسنل دىحو داضم
قىبطل	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
بللصتلم لعافتل	ذجل، رآفل، ناسنإ
SWISS	P04179
نيتوربل نزو	25kDa
نحشل	جلتسك