

ي توصل ال Hog جدي ه دض ي بنرأ ة ل س ن ال ددعت م داض م س ج Q15465 - ازي ل و Ihc-P و If-P و If/Icc و Wb ل Shh

ر ص ن ال م قرر: CM0025931



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ي بنرأ ة ل س ن ال ددعت م داض م س ج
ل ب س ان م Shh ي ر ش ب ال ي توصل ال hog جدي ه
ع م ل ع ا ف ت ي . ا ز ي ل و IHC-P و IF-P و IF/ICC و WB
ت ا ر ا ش ال ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل
ة ي و م ن ت ل .

دي زم ل ا فر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Sonic Hedgehog (Shh) ل س ن ال ددعت م ي بنرأ داض م س ج
ة ل ي د ب ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ي ج ل ا فر ع م	6469
م ي ج ل ا فر ع م	6469
ي ع ا ن م ل ا دض ت س م ل ا	(Shh) (NP_000184.1) ي ر ش ب ال ي توصل ال hog جدي ه ن م 300 ل 200 ن م ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ل ع ا د ل ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل س ن ال ددعت م داض م ل ا م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q15465
ن و ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 50
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك