

Elisa - Q96R06 و Spag5 ج. If/Icc دض لئاسنل ددعتم داضم رصنعلا مقر: CM0027647

ةمدقم

بنرألا نم ةدوجل ليلاع لئاسنل ددعتم داضم
(Astrin, MAP126) يرشبب ال SPAG5 ني تورب دض
يبيكرتل دضتسم ال نمضي. ELISA و IF/ICC
لزعمل تاكيكيما ني دةساردل ةيعونل (aa 1-300)
Q96R06 - تاموسوموركلا لصفو يماسقنالا

ديزملا فرعلا

لماعلا	ةمقلا
جتنملا مسا	SPAG5 Rabbit pAb
ةليدب ءامسا/اتاطحال	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
عونلا	ناسن
GeneID (ناسن)	10615
GeneID	10615
دضتسملا	SPAG5 (NP_006452.3) يرشبب ال 1-300 ةينيألا ضامألا عم قفاوتي لسلسل ةلغ يوتحي يبيكرت يجامدن ني تورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنل ددعتم داضم
قيبطتلا	IF/ICC, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ناسن
SWISS	Q96R06
ني توربلا نزو	134kDa
نحشلا	جلت سيك