

Wb و Ihc-P تاقىب بطتل Spg7 دض ةلېسننل ددعت م داض م سرج و If/Icc و Elisa - Q9Uq90

رصننعل مقرر: CM0013740



ةمدقم

دض بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داض م سرج
م ت، يرشبل SPG7/paraplegin ني تورب
و IHC-P و WB تاقىب بطتل هتحص نم ققحتل
ة يرشبل اعاونأل عم لعافت ي. ELISA و IF/ICC
نزاوتل اثا بأل يلاثم. ذرل او رآفل او
سك نل او يردنو كوت يلم ي ني تورب
ي بصعل.

ديزملل فرع

ةمدقم	ةلېق
جتنم الم س	(pAb) بنرأل نم SPG7 داض م سرج
ىرأ ءامسأ/تاطاح الم	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
اعاونأل	يرشبل
م (يرشبل) جىل فرعم	6687
نىل جىل فرعم	6687
دصتسم الم	يرشبل SPG7 نم 1-250 ةلېسننل ددعت م داض م سرج (NP_003110.1)
ردصم الم	بنرأ
ةل	ةلېسننل ددعت م داض م سرج
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتل لعافت	ذر، رآف، يرشبل
SWISS	Q9UQ90
نوتوربل نزو	نوتلاد ولىك 88
نحش الم	جلك سىك