

## Elisa و Spink5/Lekti J- Wb دص بنرأل نم ةلېسننل يداحأ داضم - Q9Nq38

ررضنعل مقرر: CM0002918



### ةمدقم

دص ةدوجل يلل اع بنرأل نم ةلېسننل يداحأ داضم ELISA و WB- ل هنم ققحتل مت SPINK5/LEKTI. رأفل او، ناسنل اع م بلاصت لكشب لعافتل بسانم، بېكرتل داعم دصتسم. ذرل او نيريسل اتطبثمب ةقلعتل ائاحألل دلجل زجاة ةفيظوو زاي تورب.

ديزمل فرعا

| لم اعلم              | ةمقلا                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا           | SPINK5 / LEKTI Rabbit mAb                                                                        |
| راعتسم مسا / اتطالام | NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI                                                    |
| عونلا                | ناسنل                                                                                            |
| GeneID (ناسنل)       | 11005                                                                                            |
| دصتسملا              | Q9NQ38 (يرشبلا SPINK5/LEKTI نيتورب نم 100-200 ةنيمأل ائاحألل لئاد لسلسل عم قفاوتل يعانطصا ديتبب) |
| ردصملا               | بنرأ                                                                                             |
| ةئفلا                | ةلېسننل يداحأ ةداضم ماسجأ                                                                        |
| قبطتلا               | WB, ELISA                                                                                        |
| بلاصتلا لعافتلا      | ذرل، رأف، ناسنل                                                                                  |
| SWISS                | Q9NQ38                                                                                           |
| نيتوربلا نزو         | 121kDa                                                                                           |
| نحشلا                | جلت سيك                                                                                          |