


Wb، تاقىب طتل Sr-B2/LimpII دض ةل س ن ن ل ددع ت م داض م س ج ، Elisa - Q14108 و If/Icc، و

رص ن عل م قر : CM0016245



ةم دق م

ب ن ارأل ن م ةل س ن ن ل ددع ت م داض م س ج
SR-B2/LIMP2 ي رش ب ل ن ي ت و ر ب ل ف د ه ت س ي
م ت . (LIMP2/LGP85/CD36L2 - ب ا ض ي ا ف و ر ع م ل ا)
WB و IF/ICC تاقىب طتل ه ت ي ح ل ص ن م ق ق ح ت ل
ة ي رش ب ل ع ا و ن أ ل ع م ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ع م ELISA و
ت ا ل ب ق ت س م ت ا س ا ر د ل ب س ا ن م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و
71 (Enterovirus 71) ع ا م أ ل س و ر ي ف ل و خ د و م و ز و ر ي ل ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ةم ل ع م ل ا	ةم ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	(pAb) ب ن ارأل ن م SR-B2/LIMP2 داض م س ج
ةل ي د ب ع ا م س ا ت ا ط ا ح ا ل م	AMRF, EPM4, LGP85, CD36L2, HLG85, LIMP-2, LIMP2, SR-B2, SR-B2/LIMP2
ع و ن ل ا	ي رش ب
ي رش ب (ي رش ب) ف ر ع م	950
ي رش ب ف ر ع م	950
دض ت س م ل ا	SR-B2/LIMP2 (NP_005497.1) ي رش ب ل ن ي ت و ر ب ل ن م 200-380 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا ح ا ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ه ب ي ك ر ت د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ةل س ن ن ل ددع ت م داض م م ا س ج ا
ت ا ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ي رش ب
SWISS	Q14108
ي ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 54
ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك