


Sr- J- داضم ال يبنرأال ةل يسننل ي دأأال داضم ال مسجل B2/LimpII و Ihc-P و Wb تاقى ب طتلل Elisa - Q14108

رقم المنتج: CM0010008



مقدم

فدهت سي يبنرأال ةل يسننل ي دأأال داضم ال مسجل SR- يرش بل 2 موزوزي لل ءاشغ ني تورب هت ي حالص نم ققحتل مت B2/LIMP2، عم لعافتي ELISA و IHC-P و WB تاقى ب طتلل GBA1 فادهت سا ةساردل ديفم . نأزجل او نارئفل ال 71 ككاسكوكلل سورف لوخ دو يموزوزي لل (enterovirus 71) الالخل ال.

ديزملا فرع

هم ل عمل	هم ي قل
جتنم ال مس	دص يبنرأال ةل يسننل ي دأأال داضم ال مسجل SR-B2/LIMP2
ةل يدب ءامس / تاطحال م	AMRF; EPM4; LGP85; CD36L2; HLG85; LIMP-2; LIMP2; SR-BII; SR-B2/LIMP2
عون ال	يرش ب
فرع ال (يرش بل)	950
فرع ال	950
يعانم ال دصتسم ال	(Q14108) يرش بل SR-B2/SR-B2/LIMP2 ني تورب 100 لى 1 نم ةني مأل صامأل نمض لسلسلست عم قفاوت ي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةل يسننل ي دأأال ةداضم ال ماسجل ال
تاقى ب طتلل	WB, IHC-P, ELISA
لدابت ال لعافتي	درج ، راف ، يرش ب
SWISS تاناي ب ةدعاق	Q14108
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 54
نحش ال ةقيرط	جلت سيك