


دض لئاسننلا ددعتم داضم Srrm1 J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iyb3 ررضنعلال مقر: CM0029939



ةمدقم

SRRM1 دض بنرأل نم لئاسننلا ددعتم داضم
ل- WB, IHC-P, SRm160) يرشبال
يلاثم. رأفل اعمأ لاصتم لعافت ي
RNA splicing) يزوبيرلا يوونل ضمحلل عيطقت ثاحبال
(spliceosome) صقملا ميسجلالو

ديزمال فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	SRRM1 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
عونلا	ناسن
GeneID (يرشب)	10250
GeneID	10250
دصتسملا	يرشبال SRRM1 نم 1-160 ةنيملال ضامأل اعم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنل نيوترب (NP_005830.2)
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسننلا ددعتم داضم
قبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
بالاصتملا لعافتلا	راف، ناسن
SWISS	Q8IYB3
نيوتربال نزو	102kDa
نحشلا	جلت سيك