

Wb و تاي نقتل Srsf3 دض بنرألل لئاسنل ددعت م داض م سرج Ihc-P و If/Icc و Elisa - P84103

CM0030262: رصنعل مقرر



ةمدقم

فدهتسي بنرألل لئاسنل ددعت م داض م سرج
SRSF3 (SRp20)، هتحص نم ققحتل م ت
ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB في مادختسالل
ةيرأفل او ةيرشب ال عاونأل يل ع فرعتي
ري دصت و طب رل ثا حبأل بسانم . ناذرل او
(mRNA) لاسرمل يزوب رل ي وونل ضحمل

ديزمل فرع

لماعلم	ةمقيل
جتنم الم س	بنرألل لئاسنل ددعت م SRSF3 داض م سرج
ةلي دب ءام س/اطاح الم	SFRS3; SRp20; SRSF3
عونل	يرشب
نيجل فرع م	6428
نيجل فرع م	6428
دصتسم ل	(NP_003008.1) يرشب ال SRSF3 م 1-90 ةيني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل يل ع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن ني وورب
ردصم ل	بنرأ
ةئل	لئاسنل ددعت م ةداض م اسج
قبططتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتلم لعافتل	ذرجل ،رأفل ،ناسنل
SWISS	P84103
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 19
نحش ل	جلت سيك