


Elisa و If/Icc و Wb - Ssx2 جـ ةليسننلا ددعتم داضم مسج Q16385

مصنوع ال مقرر: CM0013009



مقدم

نيتورب دض ةليسننلا ددعتم يبنرأ داضم مسج ةيصخل/ناطرسل دضتسم) يرشب ال SSX2 في مادختسالل هتيحالص نم ققحتل مت (5.2) تانجلال عم لعافت. WB و IF/ICC و ELISA. ماروأل اثاأل يلاثم. ةيذجل او ةيرأفل ينجلال خسننلا ميطنتو.

ديزمل فرعا

راي عم ال	هيم يال
جتنم ال مسا	SSX2 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
عون ال	يرشب
نيج ال فرعم	6757
نيج ال فرعم	6757
يعانم ال دضتسم ال	SSX2 (NP_783629.1) يرشب ال SSX2 نيتورب نم 188 الى 1 نم ةينيمال اضا محال لثمي لسلسلتي لعي يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب فلتؤم نيتورب
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةليسننلا ددعتم داضم الم اساس ال
قبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	ذج، راف، يرشب
SWISS	Q16385
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 22
نحش ال	جلت سيك