

Stathmin 1 J- Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

رقم المنتج: CM0022108

مقدمة

فدته سي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضملا اذه
Stathmin 1 (Op18/p19) J- WB, IHC-P, ELISA.
رأفلاو ناسنإل عم عطاقتم لكش ب لعافت
تايكيماي د Stathmin 1 مظني. ذرجلاو
هنع ريبتل في طرفي وقيقدل بيبانأل
ناطرسل ثابأل يلاثم. داحل مدلا ناطرس في

ديزمل فرع

لماعمل	فصاومل
جتنملا مسا	Stathmin 1 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
عاونأل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	3925
GeneID	3925
دضتسملا	Stathmin 1 (NP_005554.1) يرش ب 1-100 نة نيماأل صامأل لعاا لسلست عم قفاوتي يبيكرت ديتبب يبيكرت ديتبب
ردصملا	بنرأ
فئلا	لئاسنل ددعتم داضم ماسحأ
قيبطتل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتم لعافتلا	ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	P16949
نيتوربال نرو	17kDa
نحشلا	جلت سيك