

ضد قلة سنان يداحاً داضم Sting/Tmem173 J- Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

مقرر: CM0003714



مقدم

ضد بنرأل نم قلة سنان يداحاً داضم
J- (ERIS, MITA) يرش بل Sting/TMEM173
Western blot، و، عانم لة انم ل و، ELISA.
رأف ل و، ناسن إ ل تاني ع عم آب لاص تم لعافت ي
راسم و ع رط ف لة انم ل تاح ب أل ي لاث م. ذر ج ل و
STING.

ديزم ل فرع

لم اع لم	هم ي ل
ج تنم ل م سا	STING/TMEM173 Rabbit mAb
ءام س ا ل اط ا ح ا ل م ع ر ا ع س ت م	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
ع ا و ن أ ل	ناسن إ
م (ناسن إ) ن ج ل ا فرع م	340061
ن ج ل ا فرع م	340061
د ص ت م س ل	يرش بل Sting/TMEM173 نم 150-379 ع ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ب ك ر ت ل د ا ع م ن ي ت و ر ب (NP_938023.1).
ر د ص ل م	ب ن ر ا
ة ف ل	ة ل س ن ل ا ع ي د ا ح ا د ا ص ا
ق ي ب ط ل	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ع ا ف ت ل	ذر ج، رأف، ناسن إ
SWISS	Q86WV6
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	42kDa
ح ش ل	ج ل ت س ي ك