

Sting/Tmem173 - Pab J L Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wv6

مصنوع الجمل: CM0030760



مقدم

مصنوع الجمل من لئاسن الجمل ددعت مصم
ل-ه من ققحتل مت، يرشبل STING/TMEM173
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. في STING فشكي
ثا بأل بسانم. ذجل وأفل وأسن إلتان ع
يتاذل ماهتلل وأو رطفل أعانم.

ديزل فرع

لماعلم	هميل
جتم المس	STING/TMEM173 Rabbit pAb
راعسم مس/اتاطال م	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
عأوال	ناسن
GeneID (ناسن)	340061
GeneID	340061
دصتسم	STING/TMEM173 (NP_938023.1) يرشبل 254-379 نم هنيمال اصأال عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدنا نيورب
ردصم	بنرأ
هأف	لئاسن الجمل ددعت مصم ماسجأ
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافت	ذجل، راف، ناسن
SWISS	Q86WV6
نيوربل نرو	42kDa
نحش	جلت سيك