

Wb، J- بنرألا نم Stk33 J- داضم ةلېسننل يداحأ داضم مسج If/Icc، Elisa - Q9Byt3

ررضنعل مقرر: CM0002089



ةمدقم

مت بنرألا نم ةلېسننل يداحأ STK33 داضم مسج
فشتك ي WB، IF/ICC، ELISA. J- هنم ققحتل
(نوتلاد وليك 58~) يرأفلاو يرشبلا STK33،
زيامت ل يرورض نينويث/نيري س زانيك وهو
ةيركذلا ةبوصخلاو ةفطنلا.

ديزملل فرعأ

رايعملا	هميقل
جتنملا مسا	بنرألا نم ةلېسننل يداحأ داضم مسج STK33
رخآ مس/اتاطحال م	STK33
يجلا نئاكلا	ناسنالا
م (يرشبلا) يجلا فرع م	65975
م يجلا فرع م	65975
يعانملا دضتسملا	Q9BYT3 (يرشبلا STK33 نم 399-514 ةينيمألا صامأالا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب).
ردصملا	بنرألا
ةفلا	ةلېسننل يداحأ داضم ماسجأ
قبطتلا	WB، IF/ICC، ELISA
عطاقملا لعافتلا	رأفلا، ناسنالا
SWISS	Q9BYT3
نيتوربلل يئيزجلا نزولا	نوتلاد وليك 58
نحشلا	جلت سيك