

ليجنت لل Stk3/Mst2 دة ليسي ن الة يداح الة داضم الة ماسج الة Elisa - Q13188 و If/Icc و Wb - ب

مقرر: CM0010094 رصن الة



ةمدقم

ةدوچ الة ليع يبنرأ ةليسي ن الة يداح ا داضم مسج ققحت الة مت، يرش ب الة STK3/MST2 ني تورب دة يمر ي الة لقن الة تام ادختس الة هتي حالص نم لكش ب لعافتي. ELISA و IF/ICC و، يبرغ الة ايلال توم ثاح ب الة لاثم. رأف الة عم لدابت م (Hippo). وبه تاراش اوجمر ب الة

ديزم الة فرع

ةم الة	ةم الة
جتنم الة مس	بنر الة نم STK3/MST2 ةليسي ن الة يداح الة داضم الة مسج
راع تس م مس / تاطح الة	KRS1, MST2, STK3/MST2
عون الة	يرش ب الة
نيج الة فرع م	6788
نيج الة فرع م	6788
يعانم الة دضتسم الة	(Q13188) يرش ب الة STK3/MST2 ني تورب ل 100 الى 1 نم ةني م الة صامح الة لخد لس لس ت عم قفاوتي يعانط صا دي ب ب
ردصم الة	بنر الة
ةف الة	ةليسي ن الة يداح الة داضم الة ماسج الة
قبط الة	WB, IF/ICC, ELISA
لدابت م لعافتي الة	رأف الة، يرش ب الة
زمر SWISS	Q13188
ني تورب الة نزو	نوت لاد وليك 56
نحش الة ةقيرط	جلت سيك