

و If/Icc و Wb تاقى ببطت لل Strap دض ةل س ن ال ددع تم داضم Elisa - Q9Y3F4

رصن عل مقرر: CM0025237

ةمدقم

بنارأل نم ةدوچ ال يل اع ةل س ن ال ددع تم داضم
م ت. يرش ب ال STRAP ني تورب فدهت سي
و WB تاقى ببطت لل هت ي حال ص نم ققحت ال
STRAP ني تورب نع فشك ي. ELISA و IF/ICC
ن اذجل او نارئ فل او رش ب ال تاني ع ي ف يل خ ادل
تاراش إراسم و مسقم ال مغل طال ا ثا ب أل بسانم
TGF-beta.

ديزم ال فرع

راي عم ال	ه م ي ال
ج تنم ال مسا	STRAP Rabbit pAb
ةل دب ءام س / تاطحال م	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
عون ال	ناسن
م (رش ب لل) ج ال فرع م	11171
ني ج ال فرع م	11171
يغانم ال دصت سم ال	ي رش ب ال STRAP ني تورب نم 350 ل 1 نم ةي ني مأل ا ضامأل لباقى لس لس ت يل ع يوتحي فل تؤم ي ج امدن ني تورب (NP_009109.3)
ردصم ال	ب نرأ
ةفل	ةل س ن ال ددع تم داضم ال
ق ب بطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
لدابت ال اع اف ال	دج , رأف , ناسن
SWISS	Q9Y3F4
ني تورب ال نزو	نوتل اد وليك 38
نحش ال	جلت سيك