


- (Wb) ة ب ر غ ل ا ة ع ا ن م ل ل Strn3 د ص ة ل ي س ن ل ا د د ع ت م د ا ص م Q13033

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0028802



ة م د ق م

ب ن ر أ ل ا ن م ة د و ج ل ا ي ل ا ع ة ل ي س ن ل ا د د ع ت م د ا ص م
م ت ، (SG2NA) ي ر ش ب ل ا STRN3 ن ي ت و ر ب د ص
ل - WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA. ه ن م ق ق ح ت ل ا
ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي
ة ي و ل خ ل ا ت ا ر ا ش إ ل ا و STRIPAK د ق ع م ث ا ح ب أ ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	STRN3 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م (GeneID)	29966
د ص ت س م ل ا	STRN3 (NP_001077362.1) ي ر ش ب ل ا 200-460 م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة د د ع ت م د ا د ص أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ا ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q13033
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	87kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت ة ب ي ق ج