

Sub1 جـ Wb، If/Icc، Ip، Elisa - P53999

رخصن عل مقرر: CM0029929



ةمدقم

ةل س ن ل دد ع ت م د ا ض م ل م س ج ل ف ش ك ي
ي خ س ن ل ط ش ن م ل SUB1 جـ د ا ض م ل ب ن ر أ ل
Wb، ف ت ا ق ي ب ط ت ع م p15 (PC4) د ع ا س م ل
IF/ICC، IP، و ELISA. ع ط ا ق ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي
ع ق و ت م ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا. ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل
ن و ت ل ا د و ل ي ك 14 ن ي ت و ر ب ل ل

دي زم ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	SUB1 د ض ة ل س ن ل د د ع ت م ب ن ر أ د ا ض م م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ط ا ح ا ل م	P15; PC4; p14; SUB1
ي ج ل ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ف ر ع م	10923
ن ي ج ل ف ر ع م	10923
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	(NP_006704.3) ي ر ش ب ل ا SUB1 ن ي ت و ر ب م 1-127 ة ن ي ن م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ن ي ت و ر ب ا ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، IP، ELISA
ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ا، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P53999
ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 14
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك