

Elisa و Wb و Anti-Sult1A3 لئاسننل ددعت م داضم مسج - P0Dmm9

رصنع ال مقرر: CM0017017



مقدم

ددعت م يّ بنرأل داضم ال مسج ال فشكي
يرشب ال SULT1A3 نع SULT1A3 لئاسننل
WB و IF/ICC تاي نقتل بسانم. يذجل او يرأفل او
تاميزن إ طاشن ةساردل يلاثم. ELISA و
بالقتسا ي زاري فس نارتو فسل
ةي قردل ةدغل تانومرهو تاني مالوكي تاكل

ديزم ال فرع

معمل ال	م ي ق ل
جنتنم ال مس	SULT1A3 لئاسننل ددعت م يّ بنرأل داضم ال مسج
ةراعتسم ال ءامسأل/اتاطحال ال	STM: HAST: HAST3: M-PST: ST1A3: ST1A4: ST1A5: TL-PST: ST1A3/ST1A4: SULT1A3
عون ال	ناسننل
نيجن ال فّرعم	6818
نيجن ال فّرعم	6818
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال SULT1A3 ن 1-100 ةني مأل اضا حال قباطم لسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_808220.1)
ردصم ال	بنرأل
ةف	لئاسننل ةددعت م داضم ال ماسجال
قيبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
بالصتسم ال لعافت ال	ذجل, رأفل, ناسننل
SWISS	P0DMM9
نيتوربلل يئيزجل نزل	نوتلاد وليك 34
نحش ال	جلت سيك