


لقنن تاي نقتل Sumo1 دض ةل س ن ن ددعت م داض م س ج قلا تال ، ةج س ن أ ل ل ع ةي ع ا ن م ا ء ا ي م ي ك ل ، ي ر ص ب ل P63165 - ةي ع ا ن م ا ء ا ي م ي ز ن إ ل ة س ي ا ق م ل ، ة ي و ل خ ل / ة ي ع ا ن م ل ر ص ن ع ل م ق ر : CM0019996



ة م د ق م

دض ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ن ددعت م داض م س ج
ء ا ي م ي ك ل ، ي ر ص ب ل ل ق ن ل ت ا ي ن ق ت ل SUMO1
قلا تال ، ةج س ن أ ل ل ع ةي ع ا ن م ل
ة ي م ي ز ن إ ل ة س ي ا ق م ل ، ة ي و ل خ ل / ة ي ع ا ن م ل
ي ف SUMO1 ن ي ت و ر ب ف ش ك ي . ة ي ع ا ن م ل
ه ب ش ي ل د ع م و ه . ذ ر ج ل ا و ، ر أ ف ل ، ن ا س ن إ ل
ح ا ل ص إ ، ي و و ن ل ل ق ن ل ا ي ف ل خ د ي ن ي ت ي ك ي ب و ي ل
ت ا ر ا ش إ ل ل ق ن و ، ي و و ن ل ل ض م ح ل

د ي ز م ل ف ر ع ا

ت ا ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل ا م س ا	SUMO1 Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; SUMO1
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن إ ل ل) ن ي ج ل ا ف ر ع م	7341
ن ي ج ل ا ف ر ع م	7341
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	SUMO1 ن ي ت و ر ب ن م 1-101 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ح ا ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب (NP_003343.1) ي ر ش ب ل ا
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ن ل د د ع ت م ة د ا ض م ل ا م ا س ح أ ل ا
ت ا ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P63165
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 12
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك