


Supt20H J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nem7

رصدنعل مقرر: CM0029553



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
SPT20، p38IP) سناجتم) يرشب ال SUPT20H
و IHC-P و Western blot ل هتص نم ققحت ال
لمشت. ناذرل او نارئفل او رشب ال يف
نوكتو، يتاذل ماهتل ال اناجب اناقب بطت ال
ناطرسل اناجب أو، ميأل

ديزل فرع

لماعل	هميل
جتنم ال مسا	SUPT20H Rabbit pAb
مس/اتاطحال م راعتسم	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
عونل	ناسنل
GeneID (يرشب)	55578
GeneID	55578
دصتسم ال	يرشب ال SUPT20H نم 580-779 ةنيأل اناجال عم قفاوتل لسلستل علل يوتحي بيكرتل داغم اناجال دنل نيورب اناجال داغم نيورب (NP_001014308.2)
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعتم داضم
قبطتل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتل لعافتل	نرأ، ناسنل
SWISS	Q8NEM7
نيورب ال نرأ	86kDa
نشل	نلستسي