

ي ف م ادخ تسال ل Syne3 ل داضم لئاسننل ددعت م داضم مسج Wb و If/Icc و Elisa - Q6Zmz3

رصننعل مقرر: CM0018206



ةمدقم

دض بنرأل نم لئاسننل ددعت م داضم مسج
SYNE3 (Nesprin-3) يرش ب ل م ت
ELISA و IF/ICC و WB ي ف م ادخ تسال ل هت ي حالص
تاساردل ي ل ا ث م . ر أ ف ل ا عم آي ل د ا ب ت ل ع ا ف ت ي
ة ا و ن ل ا ع ض و م ت و LINC ب ك ر م .

دي زم ل ا فرعا

راي عم ل ا	هم ي ق ل ا
ج تنم ل ا مس ا	SYNE3 Rabbit pAb
ة راعت س م ل ا ءام س ا ل ا / ا ط ا ح ا ل ا م ل ا	KASH3: NET53: Nesp3: C14orf49: C14orf139: LINC00341: NCRNA00341: SYNE3
عون ل ا	ناسننل ا
م ن ج ل ا ف ر ع م (ناسننل ا)	161176
م ن ج ل ا ف ر ع م	161176
ي ع ا ن م ل ا دض ت س م ل ا	SYNE3 (NP_689805.3) يرش ب ل ا م ت م 740-920 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ل ا ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ا ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب .
ردص م ل ا	بنرأل ا
ة ف ل ا	لئاسننل ا ددعت م ة داضم م اسج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ا , ناسننل ا
SWISS	Q6ZMZ3
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 112
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك