

J- Syt1 J- Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21579

رقم المنتج: CM0008059



مقدمة

أداة لاي لاي ب نرأ ةل يس نل ا دأ ا داض م س ج
يرش ب ال SYT1 ني تورب فدهت سي
J- WB، ه ن ق قحت ال م ت (1-نيمغاتوت بانيسي)
ع ع طاقتم لعافت ع م، IF/ICC، IHC-P، ELISA،
تال صي و ال ا ا ب أ ل ي ل ا م. ذر ج ل ا ر أ ف ل
ة ك ب ش م ل.

ديز م ل ف ر ع

م ل ع م ل	م ي ق ل
ج ت م ل م س ا	J- SYT1 داض م ب نرأ ةل يس نل ا دأ ا داض م س ج
س ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	P65: SYT; BAGOS: SVP65
ع و ن ل	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ج ل ف ر ع م	6857
ن ج ل ف ر ع م	6857
ي ع ا ن م ل د ص ت م ل	يرش ب ال SYT1 ني تورب م 141-422 ة ن ي م ا ل ا ص ا ح ا ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا م ي ج ا م د ن ا ني تورب ا ب ي ك ر ت ل ا د ا م ني تورب (NP_005630.1)
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ةل يس نل ا دأ ا داض م س ج
ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج، ر أ ف، ن ا س ن ا
SWISS	P21579
ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا ني تورب ل ل	ن و ت ل ا د و ل ي ك 48
ح ش ل	ج ل ت س ي ك