

Tada3 J- Wb, If/Icc, Elisa - 07555 دض لئاسنل ددعتم داضم رمصنعلا مقرر: CM0024880

ةمدقم

م ت TADA3 دض بنرا نم لئاسنل ددعتم داضم
ىلع فرعتي. WB, IF/ICC, ELISA. ل هـ نم ققحتلا
يلاثم. يذجل او، يرأفل، يرشبلا TADA3
تاعمجمو يخنسلا ميطننتلا ةساردل
ةينوتسهلا transferase يتيأس

ديزملا فرعلا

لماعلا	ةمقلا
جتنملا مسا	TADA3 Rabbit pAb
راعستم مس/اتاطحال م	ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3
عاونالا	ناسنل
GeneID (ناسنل)	10474
GeneID	10474
دضتسملا	(NP_597814.1) يرشبلا TADA3 نم 270-369 ةينيملال ضامحال عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتلا داعم يجامدنا نيوتوب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	لئاسنل ددعتم داضا
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	ذج، رأف، ناسنل
SWISS	075528
نيوتوبلا نزو	49kDa
نحشلا	جلت سيك