

J- Taf1C J- Wb، Elisa - ةل يس نل ددعت م داض م سح Q15572

رصن عل مقرر: CM0030055

ةمدقم

ب نرأل ن م ةل يس نل ددعت م داض م سح ب سان م ، يرش ب ال TAF1C ني تورب فدهت سي (Western blot) نرت سي و ة خطل تاق ي ب طتل م يز نل اب ط ب ترمل ا يغ ان م ل ز ت م م ل ة سي ا ق م و ت اني ع ي ف TAF1C ني تورب فشت كي (ELISA) . خ سن ة س اردل ي ل ا ث م . ذر ج ل ل و ر أ ف ل ل و ن اس ن ل ن م ة في ط و و ا ي ز و ب ي ر ل ل و و ن ل ا ض م ح ل ل ز ا ر ي م ي ل و ب ة ا و ن ل .

دي ز م ل ا فر ع ا

ةمد عل م ل	ةمد ي ل ا
ح ت م ن م ل م س ا	TAF1C ةل يس نل ددعت م ب نر أ داض م سح (pAb)
ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C
فدهت س م ل ا ي ح ل ا ن ا ك ل ا	ناس ن ل ا
ي ر ش ب ل ا (ي ر ش ب ل ا) فر ع م	9013
ي ر ش ب ل ا فر ع م	9013
ي غ ان م ل ا د ص ت س م ل ا	يرش ب ال TAF1C ني تورب ن م 70-320 ة ني م ا ل ا ض ا م ا ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت م م ي ج ا م د ن ا ني تورب ، ف ل ت م م ني تورب (NP_001230085.1)
ر د ص م ل ا	ب نر أ
ة ف ل ا	ةل يس نل ددعت م داض م م ا س ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	(ELISA) م يز نل اب ط ب ترمل ا يغ ان م ل ز ت م م ل ة سي ا ق م ، (WB) نرت سي و ة خطل
ة ع ط ا ق ت م ل ا ة ي ل ع ا ف ت ل ا	ذر ج ل ل ، ر أ ف ل ل ، ن اس ن ل ا
SWISS	Q15572
ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا ني تورب ل ل	ن و ت ل ا د و ل ي ك 95
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك ي ف