

Elisa - Q03518 و Tap1 جـ Wb ةلـسننلـا يداحأ داضم

ررضنعلال مقر: CM0004048



ةمدقم

بنرأال نم ةدوجلل يلإع ةلـسننلـا يداحأ داضم مادختسالل (Q03518) يرشب ال TAP1 فدهتسي و (Western blotting) و يرغلل بيسرلل في TAP1 عم بلصتم لكشب لعافت. ELISA. تادضتسملا ةجلعم تاساردل يلاثم؛ يرأفل ةعانمل ملعو.

ديزملل فرعا

لماعل	همقل
جتنملا مسا	TAP1 Rabbit mAb
ةراعتسم ءاسا/اتاطحال	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
عونلا	ناسنإ
نيجال فرع	6890
دضتسملا (Immunogen)	يرشب ال TAP1 نم 449-748 ةنيملال صامألأل عم قفاوتي بيكرتل داغم نيوتورب (NP_000584.2)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلـسننلـا يداحأ داضم
قبطتل	WB, ELISA
بلصتملا لعافتلا	رأف، ناسنإ
SWISS	Q03518
نيوتوربلل نزو	81 kDa
نحشلا	جلت سيك