

و J- Tas1R2 J- Wb و J- Tas1R2 ج ددعت م بنراً داضم مسج Elisa - Q8Te23

رصنع ال مقرر: CM0023881



ةمدقم

ل بقتسم دض ةليسننلا ددعت م بنراً داضم مسج ققحتُم، TAS1R2 (T1R2) يرشب ال ولح ال معطل ال معطل ال اسارد معدي. ELISA و Western blot ج هنم يسح ال لقنل او

ديزم ال فرع

رأي عم ال	همي ال
جتنم ال مس	J- TAS1R2 ةليسننلا ددعت م بنراً داضم مسج
رخاء اسماء/اطح ال م	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
عون ال	يرشب
م (يرشب ال) فرع م	80834
م فرع م	80834
يعانم ال دضتسم ال	يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنراً
ةفلا	ةليسننلا ددعت م داضم ماسج
قبطط ال	WB, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	يرشب
SWISS	Q8TE23
نيتوربل لل يئيزج ال نزول	نوتلاد وليك 95
نحش ال	جلت سيك