

Wb تاقىب طتل Tas2R10- ل داضم ةل س ن ل ددع ت م داضم مسج Elisa - Q9Nyw0 و

رصنع ل مقرر: CM0017847

ةمدقم

دض بنارأل نم ةل س ن ل ددع ت م داضم مسج
TAS2R10 يرش ب ل قو ذ ت ل ل ب ق ت س م
ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت (TRB2/T2R10).
ع م ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ع م ، ELISA و WB ت ا ق ي ب ط ت ل
م ع ط ل ا ك ا ر د ا ث ا ح ب أ ل ص ص خ م . ن ا ذ ر ج ل ا و ن ا ر ئ ف ل
(gustducin). ن ي س و د ت س و ج ل ت ا ر ا ش ا و ر م ل

دي ز م ل ف ر ع ا

ةمدعم ل	ةم ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ا ر أ ل ن م ة ل س ن ل ددع ت م داضم مسج TAS2R10
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	TRB2; T2R10; TAS2R10
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ف ر ع م	50839
ن ج ل ف ر ع م	50839
ل م ص ت س م ل (Immunogen)	ب ن ر ش ب ل TAS2R10 ن م 100-200 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_076410.1)
ر د ص م ل	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ددع ت م داضم م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ، ر ا ف
SWISS	Q9NYW0
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 35
ن ح ش ل	ج ل ث س ي ك