

## - Elisa و Tas2R38 جـ بـ نـ رـ أ ة لـ يـ سـ نـ لـ ا دـ يـ حـ و دـ اـ ضـ م مـ سـ جـ P59533

مقرر: CM0016517

### مقدم

دض بـ نـ رـ أ لـ ا نـ م ة لـ يـ سـ نـ لـ ا دـ دـ عـ تـ م دـ اـ ضـ م مـ سـ جـ  
يـ رـ شـ بـ لـ a TAS2R38 رـ مـ لـ مـ عـ طـ لـ لـ بـ قـ تـ سـ م  
عـ م لـ دـ اـ بـ تـ م لـ عـ اـ فـ ت عـ م ، ELISA و WB لـ بـ سـ اـ نـ م  
تـ اـ رـ a سـ م و رـ مـ لـ مـ عـ طـ لـ ا كـ اـ رـ دـ ا تـ a سـ a رـ دـ لـ يـ لـ a ثـ م . ذـ رـ جـ لـ a  
GPCR. تـ a رـ a شـ ا لـ a

### ديزيم الفرع

| معمل عمل                                           | معلومات                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جـ تـ مـ نـ لـ مـ سـ ا                             | TAS2R38 Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| هـ لـ يـ دـ بـ ءـ اـ مـ سـ ا / تـ a طـ ا حـ a لـ م | PTC, T2R38, T2R61, THIOT, TAS2R38                                                                                                                             |
| عـ وـ نـ لـ a                                      | يـ رـ شـ بـ                                                                                                                                                   |
| مـ (يـ رـ شـ بـ لـ a) نـ يـ جـ لـ a فـ رـ عـ م     | 5726                                                                                                                                                          |
| نـ يـ جـ لـ a فـ رـ عـ م                           | 5726                                                                                                                                                          |
| يـ عـ a نـ مـ لـ a دـ ضـ تـ سـ مـ لـ a             | TAS2R38 (NP_789787.4) يـ رـ شـ B لـ a مـ 150-250 نـ مـ يـ نـ مـ ا لـ a ضـ a مـ ا لـ a نـ مـ ضـ لـ S لـ S ت عـ م قـ فـ a وـ T يـ يـ عـ a نـ طـ صـ a دـ يـ T بـ |
| رـ دـ صـ مـ لـ a                                   | بـ نـ رـ أ                                                                                                                                                    |
| هـ ة                                               | هـ لـ يـ S نـ لـ a ة دـ دـ عـ T مـ ة دـ a صـ M لـ a مـ a سـ جـ a لـ a                                                                                         |
| قـ يـ B طـ T لـ a                                  | WB, ELISA                                                                                                                                                     |
| لـ D ا بـ T مـ L لـ E ا فـ T لـ a                  | ذـ رـ جـ                                                                                                                                                      |
| SWISS                                              | P59533                                                                                                                                                        |
| نـ يـ T وـ R بـ L a نـ زـ و                        | 38 نـ وـ T لـ a دـ وـ L يـ K                                                                                                                                  |
| حـ شـ Lـ a                                         | جـ Lـ T سـ يـ K                                                                                                                                               |