


ق قح تُم) J- Tbk1/Nak ةل يس نل ا يد األ اضا م ال مس ج Wb - Q9Uhd2 م ا د خ ت س ال (Ko ة ط سا و ب ه ت ح ص

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0012383



ة م د ق م

د ي د ح ت ال ي ل ا ع ب ن ا ر أ ة ل يس ن ال ا يد األ اضا م مس ج
ل- ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ال م ت TBK1/NAK، ل- اضا م
م ل ع ا ف ت ي. ELISA و IP و IHC-P و IF/ICC و WB
ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م. ي ذ ر ج ال ا و ي ر أ ف ال ا و ي ر ش ب ال TBK1
ي. ا ذ ال م ا ه ت ال ال ا و ب ا ه ت ال ال ا و ة ي ر ط ف ال ة ع ا ن م ل

د ي ز م ال ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ال
ج ت ن م ال م س ا	TBK1/NAK Rabbit mAb [KO ة ط سا و ب ه ت ح ص ق ق ح تُم]
ة ر ا ع ت س م ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
ع و ن ال	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ي ج ال ف ر ع م	29110
ن ي ج ال ف ر ع م	29110
ي ع ا ن م ال د ص ت س م ال	ي ر ش ب ال TBK1/NAK ن ي ت و ر ب ن م 1-100 ة ن ي م ال ا ض ا م األ ال خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (Q9UHD2)
ر د ص م ال	ب ن ا ر أ
ة ف ا ل	ة ل يس ن ال ا يد األ ا ة ا ص م ال م ا س ج األ
ق ي ب ط ت ال	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج، ر أ ف، ي ر ش ب
SWISS	Q9UHD2
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 84
ح ش ل ال	ج ل ث س ي ك